



FVT-airシリーズ  
ご利用のお客様 各位

2019年10月25日

株式会社リアルビジョン

## FVT-airシリーズ windows7でご利用の方へのお知らせ

平素は、「FVT-air シリーズ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。  
 来る2020年1月14日にMicrosoft社 Windows7の延長サポートが終了します。  
 Windows7から、Windows10への移行をご検討中のお客様は、至急FVT-airのバージョンをご確認ください。  
 (※ご利用中のFVT-airのバージョンは、FVT-airを起動し、「設定」ボタンを押下すると表示されます)

FVT-air は、バージョン 3.0.0.0 以降より、  
Windows10 に対応しています。

FVT-air バージョン 3.x.x.x.		FVT-air バージョン 2.x.x.x.	
Windows10	○	Windows10	× ※
Windows7	○	Windows7	○

※特定環境のWindows10上で、FVT-air バージョン 2.x.x.xを使用し、キャリブレーションを実行すると、画面が白くなるという現象が発生します。  
 なおFVT-air バージョン 3.x.x.x以降では本現象に対応しています。

- ・Windows7でFVT-air バージョン 3.x.x.xをお使いの方は、Windows10での動作検証が取れておりますのでインストールおよび、データ移行作業は通常通り行っていただけます。
- ・将来的なWindows10のアップデートについては、随時動作確認を行う予定です。
- ・動作保証外での環境でご利用になった結果発生した不具合の対応は致しかねます。

通常のモニタだけでなく、タブレットやノートPCなどで検査画像を見る機会が増えておりますが、FVT-airはこういった機器の画質を補正できるソリューションであり、多くの医療機関や保健所等でご利用いただいているソフトウェアです。さらに、FVT-air バージョン 3.0.0.0から、ライセンス期間の選択の幅が広がるなど、よりお試ししやすくリニューアルされました。詳しくは、販売代理店にお問い合わせください。  
 今後もFVT-airを安心してご利用いただくために、最新シリーズへのバージョンアップを是非ご検討ください。

■FVT-air シリーズに関する問い合わせ・ご購入は、株式会社リアルビジョンの代理店にお願いいたします。